


EDGE

Lösemittlextraktion im EDGE: Klein, einfach, schnell und wenig Lösemittelverbrauch



Suchen Sie eine Alternative zu Soxhlet, QuEChERS und ASE?

Möchten Sie Ihre Proben schnell in nur 5 min.
mit Lösemittel extrahieren?

Suchen Sie ein automatisiertes Verfahren?

Möchten Sie die Lösemittelmengen reduzieren?

Suchen Sie ein platzsparendes und preiswertes
Extraktionsgerät?

Das EDGE Extraktionssystem von CEM ist ein sequentielles System für die schnelle automatisierte Lösemittel-Extraktion von bis zu 24 Proben. Damit werden unterschiedliche Proben schnell in nur 5 min. extrahiert. Die Extraktionen im EDGE werden unter Druck und bei erhöhten Temperaturen durchgeführt, was zu einer starken Beschleunigung der Reaktionskinetik führt. Neben dieser schnelleren Desorption der Analyten von der Matrix erfolgt das Aufheizen und Abkühlen des Lösemittel-extraktes auf Raumtemperatur durch ein spezielles Verfahren in wenigen Sekunden.

Wie funktioniert das EDGE?

Die Extraktionszelle Q-Cup enthält am Boden eine leicht auswechselbare poröse Q-Disk. In dieses Q-Cup wird die zu untersuchende Probe eingefüllt und das Q-Cup in den Autosampler platziert. Der Greifarm befördert das Q-Cup in die Probenkammer und dann wird der Q-Cup automatisch druckdicht abgeschlossen. Nach Hinzufügen des Lösungsmittels wird die Zelle bei erhöhter Temperatur und Druck wenige Minuten lang auf konstanten Bedingungen gehalten, damit die Analyten aus der Probe dispersiv herausgelöst werden. Der Lösemittel-extrakt wird durch die Q-Cup Disk automatisch gefiltert, anschließend abgekühlt und ins Probenglas überführt. Die beschleunigte Lösemittlextraktion ist erheblich schneller als Soxhlet, Ultraschall, klassische ASE, QuEChERS oder andere konventionelle Extraktionsmethoden und braucht dabei viel weniger Lösemittel bei gleichzeitig wesentlich geringerem Arbeitsaufwand. Der Platzbedarf des EDGE entspricht dem einer Waage, das Gerät ist also sehr klein und kann praktisch überall aufgestellt werden, auch außerhalb eines Abzuges.





Bild links: Schnelle Extraktion unter Druck

Bild mitte: Filtration durch die Q-Disk



Einfache Probeneinwaage im Q-Cup



CEM GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 9
D-47475 Kamp-Lintfort

T +49 (0)2842/9644-0
F +49 (0)2842/9644-11

www.loesemittel-extraktion.de
E-Mail: info@cem.de